

PREZENTACJA URZĄDZENIA / BIO B2

BIO160 B2

Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa

ALPINA | Pionowy przepływ | Wyrzut powietrza 100%



Komory BIO B2 odprowadzają 100% powietrza na zewnątrz. Dobór urządzenia obejmuje również uzgodnienie instalacji wyciągowej i warunków w pomieszczeniu.

Zakres ochrony

Produkt, operator i środowisko

Przestrzeń robocza (szer. × gł. × wys.)

1561 × 645 × 660 mm

Filtracja główna

HEPA H14; > 99,995% dla MPPS

BIO160 B2 - zdjęcie poglądowe

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne (szer. × gł. × wys.)	1640 × 790 × 2230 mm
Liczba wentylatorów / masa	4 / 335 kg
Poziom ciśnienia akustycznego	< 56 dB
Natężenie oświetlenia	> 1600 lx
Moc znamionowa / zasilanie	989 W / 230 V, 50 Hz
Lampa UV / gniazda elektryczne	30 W / 4 wewnątrz
Otwarcie szyby: praca / maksimum	250 / 500 mm

Króciec Ø 315 mm. Maks. wyrzut wg danych modelu: > 600 m³/h.

II klasa bezpieczeństwa. Urządzenie wymaga uzgodnionej instalacji odprowadzania powietrza.**Dobór wyposażenia i oferta: kontakt@labsystem24.pl**

Zdjęcie może przedstawiać opcjonalną podstawę lub wyposażenie. Konfigurację i aktualne parametry potwierdzamy w ofercie.