

PREZENTACJA URZĄDZENIA / H

H180

Komora laminarna do ochrony produktu

ALPINA | Poziomy przepływ powietrza



H180 - zdjęcie poglądowe

Komory nablutowe do pracy z materiałem niestanowiącym zagrożenia mikrobiologicznego. Poziomy przepływ powietrza i trzy szerokości umożliwiają dopasowanie stanowiska.

Zakres ochrony

Ochrona produktu

Przestrzeń robocza (szer. × gł. × wys.)

1790 × 630 × 600 mm

Filtracja główna

HEPA H14; > 99,995% dla MPPS

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne (szer. × gł. × wys.)	1850 × 790 × 950 mm
Liczba wentylatorów / masa	4 / 196 kg
Poziom ciśnienia akustycznego	< 57 dB
Natężenie oświetlenia	> 1600 lx
Moc znamionowa / zasilanie	614 W / 230 V, 50 Hz
Lampa UV / gniazda elektryczne	36 W / 1 na obudowie
Blat roboczy	Stal nierdzewna

Komora chroni produkt; poziomy przepływ nie zapewnia ochrony operatora.

Dobór wyposażenia i oferta: kontakt@labsystem24.pl

Zdjęcie może przedstawiać opcjonalną podstawę lub wyposażenie. Konfigurację i aktualne parametry potwierdzamy w ofercie.