

PREZENTACJA URZĄDZENIA / K PRO

K1300 PRO

Komora laminarna do ochrony produktu

ALPINA | Pionowy przepływ powietrza



K1300 PRO - zdjęcie poglądowe

Komory nablátowe z pionowym przepływem do ochrony materiału, który nie stanowi zagrożenia mikrobiologicznego. Wysokość robocza 650 mm ułatwia pracę z wyższymi elementami.

Zakres ochrony

Ochrona produktu

Przestrzeń robocza (szer. × gł. × wys.)

1284 × 510 × 650 mm

Filtracja główna

HEPA H14; > 99,995% dla MPPS

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne (szer. × gł. × wys.)	1318 × 612 × 990 mm
Liczba wentylatorów / masa	2 / 101 kg
Poziom ciśnienia akustycznego	< 54 dB
Natężenie oświetlenia	> 1350 lx
Moc znamionowa / zasilanie	378 W / 230 V, 50 Hz
Lampa UV / gniazda elektryczne	15 W / 2 wewnątrz
Blat roboczy	Stal nierdzewna

Komora chroni produkt. Nie zapewnia ochrony operatora przed materiałem niebezpiecznym.

Dobór wyposażenia i oferta: kontakt@labsystem24.pl

Zdjęcie może przedstawiać opcjonalną podstawę lub wyposażenie. Konfigurację i aktualne parametry potwierdzamy w ofercie.