

PREZENTACJA URZĄDZENIA / PCR

PCR1600

Komora laminarna do ochrony produktu

ALPINA | Pionowy przepływ powietrza



PCR1600 - zdjęcie pogładowe

Komory S100 i PCR zapewniają wydzieloną przestrzeń do przygotowania materiału do badań DNA. Pionowy przepływ i filtracja HEPA wspierają ochronę produktu przed zanieczyszczeniem.

Zakres ochrony

Ochrona produktu

Przestrzeń robocza (szer. × gł. × wys.)

1588 × 625 × 500 mm

Filtracja główna

HEPA H14; > 99,995% dla MPPS

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne (szer. × gł. × wys.)	1624 × 633 × 780 mm
Liczba wentylatorów / masa	3 / 127 kg
Poziom ciśnienia akustycznego	< 55 dB
Natężenie oświetlenia	> 1400 lx
Moc znamionowa / zasilanie	386 W / 230 V, 50 Hz
Lampa UV / gniazda elektryczne	3 × 15 W / 2 na obudowie
Blat roboczy	Stal nierdzewna

Ochrona produktu; komora nie zastępuje komory bezpieczeństwa biologicznego klasy II.

Dobór wyposażenia i oferta: kontakt@labsystem24.pl

Zdjęcie może przedstawiać opcjonalną podstawę lub wyposażenie. Konfigurację i aktualne parametry potwierdzamy w ofercie.