SFFg 4001

Zamrażarka laboratoryjna

LIEBHERR | Performance



Smart Frost

Smart Monitoring

Wariant: 001 40

Pojemność brutto/netto łącznie
316/242 l

Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)
597/654/1884

Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)
403/402/1588

Zużycie energii w ciągu 365 dni
384 kWh

Temperatura otoczenia
+10 °C do +35 °C

Oddawanie ciepła
529 kJ/h

Czynnik chłodniczy
R 290

Poziom głośności w dB
49 dB(A)

Częstotliwość / napięcie
50 Hz / 220-240 V~

System chłodzenia
statyczne

Metoda odszraniania
ręczne

Zakres temperatury
-9 °C do -30 °C

Gradient / max. Fluktuacja
5,2 °C / 2,4 °C

Materiał obudowy / kolor
stal / biały

Materiał drzwi / pokrywy
Pełne drzwi

Dane wg karty producenta z 01.02.2023. Zastrzeżono możliwość zmian.

Dane techniczne

SFFfg 4001 | Performance | 001 40

Materiał wnętrza	tworzywo sztuczne biały
Sterowanie	Wyświetlacz monochromatyczny z przyciskami dotykowymi
Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii	optyczny i dźwiękowy
Alarm braku zasilania	po przywróceniu zasilania
Złącze beznapięciowe	tak
Rodzaj podłączenia do sieci	SmartModule
Sposób łączenia z siecią	Możliwość doposażenia
Interfejs	WLAN/LAN (opcjonalnie)
Regulowane półki	5
Materiał półek	szkło
Powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG)	403 / 402
Maksymalne obciążenie półek	40 kg
Maksymalny załadunek łącznie	270 kg
Uchwyt	Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierającym
Rodzaj zamka	mechaniczny
Kierunek otwierania drzwi	prawo wymienne
Waga brutto / netto	82/76 kg
Kod EAN	9005382246733

Dane wg karty producenta z 01.02.2023. Zastrzeżono możliwość zmian.