SFFsg 5501

Zamrażarka laboratoryjna

LIEBHERR | Performance



Smart Frost

Smart Monitoring

Wariant: 001 40

Pojemność brutto/netto łącznie
499/394 l

Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)
747/769/1684

Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)
588/523/1388

Zużycie energii w ciągu 365 dni
501 kWh

Temperatura otoczenia
+10 °C do +35 °C

Oddawanie ciepła
713 kJ/h

Czynnik chłodniczy
R 290

Poziom głośności w dB
49 dB(A)

Częstotliwość / napięcie
50 Hz / 220-240 V~

System chłodzenia
statyczne

Metoda odszraniania
ręczne

Zakres temperatury
-9 °C do -30 °C

Gradient / max. Fluktuacja
6,0 °C / 2,9 °C

Materiał obudowy / kolor
stal / biały

Materiał drzwi / pokrywy
Pełne drzwi

Dane wg karty producenta z 01.02.2023. Zastrzeżono możliwość zmian.

Dane techniczne

SFFsg 5501 | Performance | 001 40

Materiał wnętrza	tworzywo sztuczne biały
Sterowanie	Wyświetlacz monochromatyczny z przyciskami dotykowymi
Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii	optyczny i dźwiękowy
Alarm braku zasilania	po przywróceniu zasilania
Złącze beznapięciowe	tak
Rodzaj podłączenia do sieci	SmartModule
Sposób łączenia z siecią	Możliwość doposażenia
Interfejs	WLAN/LAN (opcjonalnie)
Regulowane półki	4
Materiał półek	ruszty powlekane tworzywem sztucznym
Powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG)	588 / 523
Maksymalne obciążenie półek	60 kg
Maksymalny załadunek łącznie	300 kg
Uchwyt	Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierającym
Rodzaj zamka	mechaniczny
Kierunek otwierania drzwi	prawo wymienne
Waga brutto / netto	94/80 kg
Kod EAN	9005382246498

Dane wg karty producenta z 01.02.2023. Zastrzeżono możliwość zmian.