SRFvg 3511

Chłodziarka laboratoryjna

LIEBHERR | Performance



LED

Smart Monitoring

Wariant: 001 20

Pojemność brutto/netto łącznie
367/260 l

Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)
597/654/1684

Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)
460/423/1442

Zużycie energii w ciągu 365 dni
393 kWh

Temperatura otoczenia
+10 °C do +35 °C

Oddawanie ciepła
471 kJ/h

Czynnik chłodniczy
R 600a

Poziom głośności w dB
48 dB(A)

Częstotliwość / napięcie
50 Hz / 220-240 V~

System chłodzenia
dynamiczne

Metoda odszraniania
automatyczne

Zakres temperatury
+3 °C do +16 °C

Gradient / max. Fluktuacja
3,6 °C / 3,2 °C

Materiał obudowy / kolor
stal / biały

Materiał drzwi / pokrywy
Szkło

Dane wg karty producenta z 01.02.2023. Zastrzeżono możliwość zmian.

Dane techniczne

SRFvg 3511 | Performance | 001 20

Materiał wnętrza	tworzywo sztuczne biały
Sterowanie	Wyświetlacz monochromatyczny z przyciskami dotykowymi
Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii	optyczny i dźwiękowy
Alarm braku zasilania	po przywróceniu zasilania
Złącze beznapięciowe	tak
Rodzaj podłączenia do sieci	SmartModule
Sposób łączenia z siecią	Możliwość doposażenia
Interfejs	WLAN/LAN (opcjonalnie)
Oświetlenie wewnętrzne	Oświetlenie górne LED, włączane oddzielnie
Regulowane półki	4
Materiał półek	ruszty powlekane tworzywem sztucznym
Powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG)	460 / 423
Maksymalne obciążenie półek	45 kg
Maksymalny załadunek łącznie	180 kg
Uchwyt	Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierającym
Przepust czujnika	1 x Ø 10 mm
Rodzaj zamka	mechaniczny
Kierunek otwierania drzwi	prawo wymienne
Waga brutto / netto	82/76 kg
Kod EAN	9005382246238

Dane wg karty producenta z 01.02.2023. Zastrzeżono możliwość zmian.