SRFvh 4001

Chłodziarka laboratoryjna

LIEBHERR | Perfection



LED

Smart Monitoring

Wariant: 001 20

Pojemność brutto/netto łącznie
394/298 l

Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)
597/654/1884

Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)
460/423/1660

Zużycie energii w ciągu 365 dni
172 kWh

Temperatura otoczenia
+10 °C do +35 °C

Oddawanie ciepła
250 kJ/h

Czynnik chłodniczy
R 600a

Poziom głośności w dB
49 dB(A)

Częstotliwość / napięcie
50 Hz / 220-240 V~

System chłodzenia
dynamiczne

Metoda odszraniania
automatyczne

Zakres temperatury
+3 °C do +16 °C

Gradient / max. Fluktuacja
2,4 °C / 2,2 °C

Materiał obudowy / kolor
stal / biały

Materiał drzwi / pokrywy
Pełne drzwi

Dane wg karty producenta z 01.02.2023. Zastrzeżono możliwość zmian.

Dane techniczne

SRFvh 4001 | Perfection | 001 20

Materiał wnętrza	tworzywo sztuczne biały
Sterowanie	Wyswietlacz kolorowy 2,4", Touch & Swipe
Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii	optyczny i dźwiękowy
Alarm braku zasilania	bezpośrednio po awarii zasilania do min. 12 godz.
Złącze beznapięciowe	tak
Rodzaj podłączenia do sieci	SmartModule
Sposób łączenia z siecią	Zintegrowane, wyjmowane
Interfejs	WLAN/LAN
Rejestrator	Zintegrowany, złącze USB
Oświetlenie wewnętrzne	Słupek świetlny LED z lewej strony
Regulowane półki	5
Materiał półek	ruszty powlekane tworzywem sztucznym
Powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG)	460 / 423
Maksymalne obciążenie półek	45 kg
Maksymalny załadunek łącznie	225 kg
Uchwyt	Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierającym
Przepust czujnika	1 x Ø 10 mm
Rodzaj zamka	mechaniczny
Kierunek otwierania drzwi	prawo wymienne
Waga brutto / netto	71/65 kg
Kod EAN	9005382246313

Dane wg karty producenta z 01.02.2023. Zastrzeżono możliwość zmian.